

P -IgG (4828), S -IgG (1676)

Indikaatiot Immuunipuutostilojen selvittely.

Näyte 1 ml seerumia tai hepariiniplasmaa
Lapset 0.3 ml.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy eroteltuna viikon jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunoturbidimetrisen

Toimitusaika 1-2 työpäivää

Viitearvot	Aikuiset	7.0-16.0 g/l
	Lapset, 0.5-1 v	2.4-9.0 g/l
	1-2 v	2.8-10.5 g/l
	2-3 v	3.7-11.8 g/l
	3-4 v	4.5-12.8 g/l
	4-5 v	5.1-13.7 g/l
	5-6 v	5.6-14.3 g/l
	6-7 v	6.0-14.7 g/l
	7-8 v	6.3-15.0 g/l
	8-9 v	6.5-15.1 g/l
	9-10 v	6.6-15.2 g/l
	10-11 v	6.6-15.3 g/l
	11-12 v	6.7-15.3 g/l
	12-13 v	6.7-15.5 g/l
	13-14 v	6.8-15.7 g/l

Viitearvomuutos (aikuiset) 16.11.2018.

Tulkinta Alentuneita IgG-pitoisuuksia esiintyy hypo- ja agammaglobulinemiassa.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi