

U -Barb-O (1166)

Indikaatiot Barbituraattien käytön toteamiseen tai lääkeainemyrkytyksen selvittämiseen. Kattaa yleisimmin käytetyt barbituraatit.

Näyte 10 ml virtsaa

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Huumausaineanalyysipyynnöissä täytetään erillinen huumelähete. Lähetys huoneenlämmössä. Läheteeseen merkitään potilaan lääkitys.

Menetelmä Immunologinen

Toimitusaika 3 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen

Tulkinta Barbituraattiseulontamenetelmällä saadaan selville amobarbitaalin, butalbitaalin, fenobarbitaalin ja pentobarbitaalin käyttö. Positiivisen tuloksen alarajana pidetään 300 ng/ml. Positiivinen seulontatuloks suositellaan varmistettavaksi massaspektrometrillä menetelmällä ristireaktion mahdollisuuden vuoksi.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi