

P -PTHrP (4155)

Näyte 1 ml EDTA-plasmaa. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti mielellään jäähdytetyssä sentrifuugissa, plasma erotellaan erotteluputkeen ja pakastetaan. Hemolyysi häiritsee määrittystä.

Säilytys ja lähetys Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä Immunoradiometrinen (IRMA)

Toimitusaika 12 työpäivää

Viitearvot alle 1.3 pmol/l

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi