

S -Etane (6584)

Etanersepti on biologinen lääke, jota käytetään nivelreuman, selkärankareuman, nivelpsoriaasin ja lastenreuman pitkäaikaishoidossa.

Indikaatiot Annoksen tai annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Näyte 1-2 ml seerumia

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista (jäännöspitoisuus). Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä LCMS

Toimitusaika 5-10 työpäivää

Viitearvot Jäännöspitoisuuksien tarvoitealue reumasairauksissa on >1,2 µg/ml. Toisinaan myös tavoitepitoisuutta alhaisemmilla lääkepitoisuuksilla voidaan saavuttaa hyvä vaste.

Kommentti Lähdeviite:

Sanchez-Hernandez JG, Rebollo N, Munoz F, Martin-Suarez A, Calvo MV. Therapeutic drug monitoring of tumour necrosis factor inhibitors in the management of chronic inflammatory diseases. Ann Clin Biochem. 2019;56(1):28-41.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Johtava ylilääkäri Sakari Jokiranta, 050-547 1184, sakari.jokiranta@vita.fi
Mikrobiologi, dos. Taru Meri, 044-018 5731, taru.meri@vita.fi