

S -T3-Vdi (6159)

Indikaatiot Epäily T3-toksikoosista. Ongelmatapaukset, joissa muiden kilpirauhaskokeiden tulokset eivät sovi kliiniseen kuvaan (potilaalla myös muu kuin kilpirauhasperäinen tauti).

Näyte 1 ml seerumia. Näytteen voi ottaa geeliputkeen, mutta seerumi siirrettävä erotteluputkeen sentrifugoinnin jälkeen.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

Menetelmä Tasapainodialyysi ja spesifinen radioimmunologinen määrittäminen dialysaatista

Toimitusaika 2-3 viikkoa

Viitearvot Kaikki: 3.5-7.5 pmol/l

Konsultointi Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius

Puh. 040 922 5301

mikko.helenius@vita.fi